

Proteinoprensning af græs



Konklusion af vores forsøg


Ingen farve påvist
Fortyndet



Alternativ metode

Membranfiltrering - efter størrelse

Isolering af partikler



Fremtidige planer

Fremtidige planer

Metoder vi kan bruge for at udvinde proteiner fra saft.

Kunne varme det op, varmedenaturering. (kan gøre dem knap så funktionelle til nogle formål når det angår fødevareproduktion)

Eller vi allerede gør, tilsætte en syre så protein udskilles, hvor vi så centrifugere det.

Pas på med syren siden protein er skrøbelige og bliver hurtigt ødelagt.

Ikke lade dem stå forlænge siden græs juicen vil syrne af sig selv og det kan ødelægge proteinet.

Vi vil centrifugere det i længere tid. Indtil videre gjort på 4 min 2000 omdrejninger i minuttet og 12700.

Man kunne gøre noget som at centrifugere det i 15 min på 2000. Og af flere omgange
